


Cada **tubo de coleta** possui **funções** e **indicações** diferentes, confira a seguir:



TUBOS DE TAMPA AMARELA OU VERMELHA

Com esses tubos podemos dosar: Albumina, Colesterol, Triglicerídeos, Fenobarbital, Fosfatase Alcalina (FA), ALT, AST, GGT, Ureia, Creatinina, Glicose, Proteínas totais, Bilirrubinas, Cálcio, Fósforo, Dosagens hormonais, Potássio e Sódio.



TUBOS DE TAMPA ROXA (EDTA)

Com esses tubos podemos fazer o hemograma e dosar: ALT, AST, GGT, Creatinina, Ureia, Glicose, Ácido úrico e Frutosamina.



TUBOS DE TAMPA CINZA (Fluoreto)

Com esses tubos podemos dosar: Glicose e Lactato.



TUBOS DE TAMPA VERDE (Heparina)

Com esses tubos podemos dosar 99% dos bioquímicos.



TUBOS DE TAMPA AZUL (Citrato)

Com esses tubos podemos dosar: Tempo de coagulação e Fibrinogênio.